

Cómo recolectar su propia muestra de VPH

Antes de comenzar:


- ✓ Lea todos los pasos antes de recolectar la muestra.
- ✓ Lávese y sécate las manos antes de comenzar.
- ✓ Póngase en una posición cómoda y baje su ropa interior.
- ✓ Puede recolectar la muestra parada o sentada.

Nota: El hisopo que reciba puede verse diferente al hisopo en las imágenes a continuación.

Escanee aquí para
acceder al video




Paso 1




- ✓ Gire la tapa y retire el hisopo del tubo. Conserve el tubo, lo necesitará más adelante.
- ✓ Sostenga el hisopo sobre la tapa. No toque el extremo blando del hisopo.

Paso 2




- ✓ Con una mano, separa la piel alrededor de la abertura vaginal. Con la otra, inserta el hisopo en la vagina hasta llegar a la marca roja.
- ✓ Gire el hisopo suavemente durante aproximadamente 30 segundos.

Paso 3



- ✓ Retire el hisopo de su vagina.
- ✓ Coloque el hisopo de vuelta en el tubo y atornille la tapa nuevamente.

Paso 4



- ✓ Coloque el tubo en la bolsa.
- ✓ Devuélvelo a tu proveedor de atención médica.

Su muestra será analizada en un laboratorio. Si se detecta VPH, deberá hacerse más pruebas con su médico.